

2024年1月吉日

お客様各位

ミレックスジャパン株式会社  
マーケティング部長 内村竜也

## 肺がんリスクスクリーニング検査 LUNGClear™

### 検査結果報告書リスク分類更新のご案内

謹啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度肺がんリスクスクリーニング検査 LUNGClear™につきまして、臨床検査サービス提供元であるM DIAGNOSTICS PTE. LTD.にてリスク分類の更新を行いました。これに伴い、新たに中間リスクカテゴリーを追加し、検査結果報告書に記載しているリスク分類別リスクスコアカットオフ値を変更しそれぞれの解釈を更新しましたのでご案内させていただきます。

何卒、事情ご賢察のうえご了承を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

#### 記

- 対象検査名 肺がんリスクスクリーニング検査 LUNGClear™
- 変更実施日 2024年1月9日火曜日 検査受注分より
- 変更箇所
  - リスク分類に中間カテゴリーを追加
  - リスク分類別リスクスコアカットオフ値を変更
  - リスク分類別解釈を更新

4. 変更内容

リスク分類 新旧対照表

新	旧	備考欄
<p><u>0.0 ~ 37.0 低リスク</u>  <u>ここでの「低リスク」とは、検査時のベースライン集団と比較し、肺がんが存在する可能性が高くない事を意味します。しかし、肺がんの存在を決定的に排除するものではありません。</u></p>	<p>&lt;=37.7 低リスク            肺がんの低リスク。このグループに属する被検者のスコアは肺がんに関連している可能性があります。</p>	<p>(変更)</p>
<p><u>37.1 ~ 51.8 中リスク</u>  <u>ここでの「中リスク」とは、検査時のベースライン集団と比較し、肺がんが存在する可能性がわずかに高い事を意味します。更なる医学的評価が適切です。</u></p>		<p>(追加)</p>
<p><u>51.9 ~ 100.0 高リスク</u>  <u>ここでの「高リスク」とは、検査時のベースライン集団と比較し、肺がんが存在する可能性が高い事を意味します。更なる医学的評価が推奨されます。</u></p>	<p>&gt;37.7 高リスク            肺がんの高リスク。肺がんと診断された被検者の70%以上がこのグループ内のスコアでした。この結果はがんの確定診断ではありません。さらに詳しい検査が検討される場合があります。</p>	<p>(変更)</p>

5. お問い合わせ先

お客様相談室 TEL 03-4567-6135

受付時間: 月曜～金曜(祝祭日を除く) 9:00～17:00

以上